



Florlis®

PIASTRINE ANTIZANZARE



Codice: 1330325

Ideale per interni. Presidio Medico Chirurgico reg. n° 19516

COMPOSIZIONE

Ogni piastrina insetticida del peso di circa 870 mg contiene: ETOC (Prallethrin) T.G, "[CAS 23031-36-9] 1,15% (corrispondente a 10 mg/piastrina), coformulanti, colore e supporto cellulosico q.b. a 100%

FORMULAZIONE

Piastrine

CONFEZIONI

Astuccio da 30 pezzi

Caratteristiche

Proteggono dalle zanzare comuni (Culex Pipiens) e dalla zanzara tigre (Aedes Albopictus). La loro efficacia è garantita in stanze di normali dimensioni (30 m³) per circa 8 ore con porte e finestre chiuse. Per stanze di maggiori dimensioni utilizzare più elettroemanatori.

Florlis®

www.flortis.it - info.orvital@orvital.it

Orvital S.p.A.

SEDE LEGALE Via Darwin, 63 - 20019 Settimo Milanese (MI)

PRODUZIONE Via San Martino, 30/32 - 20017 Rho (MI)



Flortis®

Modalità di utilizzo

Introdurre una piastrina insetticida nell'elettroemanatore. Inserire l'elettroemanatore in una presa di corrente. Al termine del periodo di utilizzo staccare l'apparecchio dalla presa di corrente. La sostituzione della piastrina esausta deve avvenire con l'elettroemanatore disinserito dalla presa di corrente. Una piastrina dura circa 8 ore. Al termine la piastrina avrà perduto il suo colore e dovrà essere sostituita.