



Florlis®



ALT LARVE ZANZARE CAPSULE SOLUBILI

Codice: 1332915

Prodotto pronto uso in capsule solubili per il controllo ecologico del ciclo vitale delle zanzare

COMPOSIZIONE

del liquido all'interno capsula (per 100g):
Polidimetilsiloxano (PDMS silicone) 89,00 g, inerti e
coadiuvanti 11,00 g

FORMULAZIONE

Capsule solubili

CONFEZIONI

Astuccio con 15 capsule

Caratteristiche

Per controllo del ciclo vitale delle zanzare nelle piccole raccolte d'acqua ferme e stagnanti in ambito domestico (sottovasi, recipienti di acqua, ecc.). Sono completamente degradabili in acqua e contengono 0,25 ml di un liquido a base di PDMS. Formano una sottilissima pellicola sulla superficie dell'acqua che non permette alle larve ed alle pupe la corretta assunzione dell'ossigeno necessario per lo sviluppo allo stadio adulto.



Flortis®

Modalità di utilizzo

Raccolte d'acqua di piccole dimensioni (sottovasi, vasi, ecc.): utilizzare 1 capsula. Raccolte d'acqua di medie dimensioni (tombini domestici in aree cortilizie, grondaie, ecc.): utilizzare 1-4 capsule, in accordo con il carico di sostanza organica presente. In generale, applicare 4 capsule ogni m² di superficie di acqua stagnante.

Riutilizzare ogni 4 settimane o dopo abbondanti piogge. Il dissolvimento in acqua avviene entro 1-4 h, in funzione della temperatura ambientale.